

# METHAMETER de LAMBDA

mesure la concentration en  $\text{CH}_4$  dans les gaz de sortie



METHAMETER mesure la **concentration de  $\text{CH}_4$**  dans les gaz de sortie.

Connecté au condenseur des gaz de sortie du fermenteur / bioréacteur de laboratoire MINIFOR, le METHAMETER mesure la concentration en  $\text{CH}_4$  gazeux durant la fermentation.

Pour de plus amples informations ou questions, veuillez nous contacter à l'adresse [support@lambda-instruments.com](mailto:support@lambda-instruments.com)

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Concentration en  $\text{CH}_4$ : 0 - 9.99% ou 10.0 - 99.9%
- Alimentation (adaptateur): 12V/6W
- Dimension: 105 x 80 x 170 mm (L x H x P))
- Poids: 600 g
- Communication série
- Conforme CE